



ACCESSORIES

Markierstift und Stempelkissen

Hornhautmarkierung für torische Linsen

Bezeichnung	Markierstift und Stempelkissen
Markierstift	<p>Dual Tip Marker Pen Gentian Violet (7319)</p> <p>Zwei einzigartige Spitzen in einem Stift. Speziell entwickelt zum Einfärben von Hornhautinstrumenten oder zum Markieren der Haut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meißelspitze: Eine breite Fläche zur Markierung empfindlicher Instrumente. • Feine Spitze: Für präzise Linien oder „punktgenaue“ Markierungen. <p>Super feuchte Spitzen, die während des Verfahrens nicht austrocknen.</p>
Stempelkissen	<p>Marker Pad Gentian Violet (7303)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enzian violett. Vorgefärbt, fertig zum Gebrauch. • Längliches, flaches Kissen ermöglicht die einfache Übertragung von Tinte auf gerade Marker. • 10 pro Schachtel

11/2024